



Sterilforsyningskonferansen

18. – 19. mars 2026

Ingar Grytnes
Produktsjef Artroskopi






Om Ortomedic

- Ortomedic ble etablert i 1986
- Distributør for Medical Devices, medisinsk teknisk utstyr og mikroskop i Norge
- Langtids distribusjonsavtaler med anerkjente produsenter
- 68 ansatte
- Lokalisert på Lysaker med kontorer og varelager
- 50.000 ordrer pr år
- Ca. 10.000 lagerførte produkter
- >90% av leveranser regulert i anbud og kontrakter med offentlig sektor





Mikroskopi



Hospital



Ortopedi



Traume



Kirurgi



Ortopedi

Ortopediavdelingen har et av bransjens største kollegium og ortopediske fagmiljø. Vi arbeider tett med våre leverandører for å tilby produkter med høy kvalitet, bidra med riktig kirurgisk teknikk og topp moderne instrumenter.



Kompetanse

Vi fokuserer på opplæring og kurs som en del av våre leveranser

Kvalitetsstyringssystem: ISO9001:2015 sertifisert
Miljøstyringssystem: ISO14001:2015 sertifisert



Hvorfor Utlånssett ?

- Store investeringer i instrumentsett gjør at det kreves volum og høy utnyttelsesgrad
- Spesial sett med til dels svært omfattende instrumentering og implantatutvalg, spesielt innen revisjon
- Indikasjoner med sporadiske behov krever spesialisert utstyr
- Begrenset lagringsplass på sykehusene
- Ortomedic har instrumentpool på Lysaker og kan levere raskt etter behov
- 154 utlånssett



Utlånssett

- Ortomedic har nå 3 årsverk dedikert til Utlånssett
Mats, Kristoffer og ordrekontoret/lageret
- Størst aktivitet innen skulder, traume, kne og hofte
- En booking kan involvere flere instrumentsett
- Antall utlånsekspederinger 2025 = 530



MATS BORGE

Utlånskoordinator



KRISTOFFER KVALSUND

Lagermedarbeider



Ortomedic Utlånslager




Ortomedic



Utvikling antall Utlånssett pr år

Periode 2022 - 2025




Ortomedic



Rutiner

- Pasientene styrer behovet
- Ortomedic og våre produktspecialister har et tett samarbeid med sykehusene
- Elektiv kirurgi som skulder, kne og hofta planlegger i god tid
- Traume har større innslag av ad-hoc behov
- Godt samarbeid og planlegging gir god kontroll
- Fleksibilitet; Operasjoner blir plutselig utsatt, dette gir følgekonskvenser...





Booking

booking@ortomedic.no



Booking

- Produktspesialist settes på kopi på bestillingen
- Utlånskoordinator kontrollerer at ønsket instrumentsett er tilgjengelig
- Utstyret blir booket i systemet hos Ortomedic
- Bekrefter utlånet til kunde og ansvarlig produktspesialist pr e-post



Utlånsperm

- Vår retningslinjer for låneutstyr
- Dekontamineringssertifikat fra forrige utlån
- Dekontamineringssertifikat til utfylling
- Forbruksskjema
- Instruks og utlånsrutine
- Egenerklæring fra Ortomedic
- Perm med oversikt over innhold av instrumenter og implantater
- Retur transport etikett
- Kirurgisk teknikk brosjyre

DEKONTAMINERINGSSERTIFIKAT

Vi bekrefter følgende:

- Instrumentsettet har ikke vært brukt
- Instrumentsettet har vært i bruk
Instrumentene er rengjort, dekontaminert og inspisert i henhold til normale rutiner. Instrumentene er autoklavert i minst 134°C i 3-5 minutter, alternativt 121°C i 20 minutter.
- Oversikt over produktnummer og lot nummer på forbrukte implantater er notert på eget ark og returneres med instrumentsettet

Merknader:

Dato:

Navn:

Signatur:

Sykehus:

Avdeling:

Skjemaet skal vedlegges når instrumentsettet returneres

Retningslinjer for låneutstyr fra Ortomedic

Ved mottak av leveranse:

- Kontroller at instrumentsettet er uskadet og komplett [ihht.](#) innholdsfortegnelsen.

Betingelser ved bruk av låneutstyr:

- Implantater som leveres i original emballasje blir fakturert hvis emballasjen er brutt.
- Instrumenter som ødelegges / mistes må erstattes.
- Låne-/fraktgebyr påløper uavhengig av om låneutstyret er brukt eller ikke. Rekvizisjonsnummer/bestillingsreferanse må oppgis.

Rengjøring:

- Dersom instrumentene har vært i kontakt med blod, kroppsvæske eller annet biologisk materiale, skal de rengjøres, dekontamineres, steriliseres og inspiseres i henhold til gjeldende standarder (minimum 134°C i 3-5 minutter, alternativt 121 °C i 20 minutter).

Ved retur av låneutstyr:

- Sjekk at alt utstyr er rengjort og sterilisert.
- Fyll ut og signer vedlagte dekontamineringssertifikat.
- Etiketter **med strekkoder** fra benyttede implantater festes på vedlegg «Forbruk av implantater».
- Kontroller at utstyret stemmer med vedlagte innholdsfortegnelse, minus evt. forbruk.
- Utstyret skal være forsvarlig pakket ved retur for å minimere risiko for transportskader.
- Utstyret returneres med vedlagt returlapp fra Bring (Posten) så raskt som mulig etter operasjon.

Priser:

- Låne-/fraktgebyr: Sone 1-3: Kr 2489,- Sone 4-5: Kr 3000,- (dobbel pris ved ekspress).
- Uforsvarlig eller mangelfullt pakket utstyr / ikke signert dekontamineringssertifikat / dårlig rengjorte instrumenter: Kr 1000,-
- Alle forpakninger som er brutt vil bli fakturert


Takk for at du følger disse retningslinjene, dette er viktig for å kunne gi alle våre kunder sikker og rask service.

Ta gjerne kontakt med Ortomedic for eventuelle spørsmål.



Mer informasjon om rengjøring og funksjonskontroll ?

Generell instruksjon for rengjøring og sterilisering



[*SE_023827_AN_nor.pdf](#)

DePuy Synthes *People inspired™*

Electronic Instructions for Use

Procedures Products Education Product Literature

Dette nettstedet er beregnet for besøkende fra Afrika, Asia, Europa, I

På dette nettstedet kan du vise eller skrive ut bruksanvisninger for DePuy eller før oppfølging. Håndbøker kan endres, og den nyeste versjonen av h bruksanvisninger hos din lokale kundeservice eller ved å ringe +41 842 4:

Search Search Change Language

Se koblingene «Product Literature» og «Processing/Reprocessing Care & Maintenance¹

- **Viktig_informasjon**
- **Funksjonskontroller**
- Dismantling
- Symbolforklaring

Product Literature
Archive

[Electronic Instructions for Use | DePuy Synthes Companies](#)



Viktige forhold

- Vi gjør inspeksjon og kontroll av instrumenter ved mottak
- Sykehusene må returnere instrumenter vasket og sterilisert med signert dekontamineringssertifikat
- Vi observerer av og til skitne instrumenter. Vi gjør da vask, evt ultralyd bad. Kunden faktureres.
- Alt utstyr må returneres til avtalt tid, tidkrevende å spore opp i etterkant. Det er gode innholdsfortegnelser m/bilder for enklest mulig kontroll.

ORTOMEDIC EGENERKLÆRING

Dokumenter vedlagt denne forsendelsen:

Retningslinjer for låneutstyr _____

Skjema for forbruk av implantater _____

Dekontamineringssertifikat _____

Ortomedic egenerklæring _____

Signert dekontamineringssertifikat siste bruker _____

Returlapp Bring _____

Oversikt over implantater _____

Instrumentliste med produktnummer _____

Instrumentliste med bilde _____

Kirurgisk teknikk brosjyre _____

Disse instrumentene er utlånt fra Ortomedic AS og skal etter bruk returneres til følgende adresse:

Ortomedic AS
Vollsveien 13E
1366 LYSAKER

Ortomedic har kontrollert at instrumentsettet er rent og komplett i henhold til vedlegg

Merknader: _____

Signatur _____

Navn og dato



Eksempler på utlånssett


Revisjon Sigma TC3 sett 1 = 6 kolli på en pall

SIGMA TC3 REV SKRIN 3 TOPP

| Ref# | Produkt# | Beskrivelse | Antall |
|------|-------------|------------------------------------|--------|
| | 2178-64-115 | MBT Rev Tibial and Stem trial case | 1 |
| | 2178-64-112 | Rev Stem Trial tray | 1 |
| 1 | 866874 | FLUTED ROD TIB TRIAL 75 X 10 | 2 |
| 2 | 866875 | FLUTED ROD TIB TRIAL 75 X 12 | 2 |
| 3 | 866876 | FLUTED ROD TIB TRIAL 75 X 14 | 2 |
| 4 | 866877 | FLUTED ROD TIB TRIAL 75 X 16 | 2 |
| 5 | 866878 | FLUTED ROD TIB TRIAL 75 X 18 | 2 |
| 6 | 866879 | FLUTED ROD TIB TRIAL 75 X 20 | 1 |
| 7 | 866880 | FLUTED ROD TIB TRIAL 75 X 22 | 1 |
| 8 | 865226 | Stem Trial Extractor | 1 |
| 9 | 866892 | FLUTED ROD TIB TRIAL 150 X 14 | 1 |
| 10 | 866893 | FLUTED ROD TIB TRIAL 150 X 16 | 1 |
| 11 | 866894 | FLUTED ROD TIB TRIAL 150 X 18 | 1 |
| 12 | 866882 | FLUTED ROD TIB TRIAL 115 X 10 | 1 |
| 13 | 866883 | FLUTED ROD TIB TRIAL 115 X 12 | 1 |
| 14 | 866884 | FLUTED ROD TIB TRIAL 115 X 14 | 1 |
| 15 | 866885 | FLUTED ROD TIB TRIAL 115 X 16 | 1 |
| 16 | 866886 | FLUTED ROD TIB TRIAL 115 X 18 | 1 |
| 17 | 866887 | FLUTED ROD TIB TRIAL 115 X 20 | 1 |

SIGMA TC3 REV SZ 3-S & PATELLA Side 15 av 33

SIGMA TC3 REV SKRIN 3 TOPP



SIGMA TC3 REV SZ 3-S & PATELLA Side 16 av 33





Lager på Lysaker

Vi har kort responstid med over 10 000 ulike produkter på lager





Kundeservice

Vi tilbyder erfaring og tilstedeværelse


Ortomedica

INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS



Ortomedica kundemagasin

Ortomedic gir ut sitt kundemagasin
to ganger i året



1000 TKA
med VELYS™
robotassistert
kirurgi i Norge!



ORTOPEDI
40 år med
Charnley stipend

MIKROSKOPI
Ortomedic har
lansert en nettbutikk
med labutstyr



Takk!